



*Vollständiges 3-fach
Differenzialblutbild*



Unglaublich preiswert!

3-fach Differenzierung



Technische Daten MS4e

Medizinische Spezifikationen

- ▶ Gemessene Parameter : LEU, ERY, THR, Hb, MCV
- ▶ Errechnete Parameter : Lym%, Mon%, Gra%, Lym#, Mon#, Gra#, Hct, MCH, MCHC, EVB, MPV, TKT, TVB
- ▶ Histogramme : LEU, ERY, THR (Bildschirmanzeige)
- ▶ Referenzbereiche : Programmierbar und Bildschirmanzeige
- ▶ Blutprobe-Vollblut : 10 - 20 µl. Programmierbare Verdünnungsrate
- ▶ Messdauer : Messergebnisse in 2 min

Software relevante Daten

- ▶ Messergebnisse : werden angezeigt über einen Grafikbildschirm LCD 320x240 Punkte.
Histogramme: LEU, ERY, THR
- ▶ Datenspeicher : Datenspeicher für 100 Analysen inklusive Histogramme.
Analyseergebnisse können mehrmals ausgedruckt werden
- ▶ Sprachauswahl : Französisch, Englisch und eine 3. frei wählbare Sprache.
(Deutsch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, etc....)
- ▶ Digitale Datenbanken : 8 vorprogrammierte und 2 frei programmierbare Datenbanken
Spezifische Datenbanken sind in Form einer Chipkarte verfügbar
- ▶ Qualitätskontrolle : 3-stufiges Qualitätskontrollprogramm ausdrückbar
- ▶ Anschlüsse : 1 RSR mono und/oder bidirektionale Schnittstelle,
1 USB-Schnittstelle 1.1 und eine PS2 Schnittstelle

Technische Spezifikationen

- ▶ Grösse : 210 mm breit, 340 mm hoch, 250 mm tief
- ▶ Gewicht : 12 kg
- ▶ Stromversorgung : 110-120 Volt / 50-60 Hz 300 VA (automatische Umwandlung)

Optionen

- ▶ Externer USB Drucker
- ▶ Externe Tastatur Typ PS2

✓ **In 71 Ländern vertreten**



Vertrieb durch:



Französische Herstellung
Produziert nach ISO 9001-2000 Standard

