

MScan II

*Le plus flexible
et le plus simple
des analyseurs de biochimie
pour des analyses personnalisées
de 1 à 19 paramètres*

*Une manipulation simplifiée
en 3 étapes pour un bilan
biochimique complet*

*Une seule goutte
de sang pour des résultats
en quelques minutes*



Bienvenue dans le nouveau
monde de la **chimie** sèche



Fabrication Française
Certifiée ISO 9001-2000



Données techniques MScan II

Caractéristiques médicales

- ▶ Paramètres mesurés : PAL, GGT, ASAT, ALAT, AMYL, URÉE, GLU, TRIGLYCERIDES, CALCIUM, CHOL, ACIDE URIC, CREA, TBIL, TPROT
- ▶ Paramètres calculés : URÉE/CREA
- ▶ Alarmes de normalité : Selon la banque, affichées et imprimées
- ▶ Prélèvement : 90 µl. de sérum ou plasma hépariné
- ▶ Temps d'analyse : Moins de 10 minutes pour un bilan 19 paramètres

Caractéristiques informatiques

- ▶ Langage : Français, Anglais + 3^{ème} langue sur demande (Allemand, espagnol, italien, portugais, etc...)
- ▶ Application : 4 banques humaines préprogrammées (homme, femme, enfant, nouveau-né) + 1 banque de contrôle + 2 banques programmables
- ▶ Enregistrement : Jusqu'à 200 bilans sauvegardés en mémoire

Caractéristiques mécaniques

- ▶ Dimensions : Largeur 330 mm, hauteur 240 mm, profondeur 380 mm
- ▶ Poids : 13 kg
- ▶ Alimentation électrique : Secteur 110-230 Volts / 50-60 Hz 300 VA
- ▶ Affichage : Écran graphique LCD 320 x 240 points
- ▶ Clavier : Clavier intégré 13 touches
- ▶ Imprimante : Imprimante thermique intégrée 24 colonnes
- ▶ Connexions : Port série RS-232 (1200 - 57200 bauds)
pour exportation des données vers informatique centrale ou MS4.
: 1 port parallèle et USB pour imprimante
: 1 prise miniDIN pour clavier PS2
- ▶ 2 dilutions paramétrables : Possibilité de dilution automatique adaptée à la banque choisie. (Breveté)
: Pipetteur ergonomique avec bouton de commande du diluteur intégré.

Options

- ▶ Clavier alphanumérique externe
- ▶ Imprimante externe

- ✓ *Présent dans plus de 71 pays*
- ✓ *Conception et Fabrication Française depuis 1986*
- ✓ *Service SAV à votre écoute 7 jours/7*



*Selon nos conditions habituelles de garantie - Dans le but d'améliorer ses produits MS Laboratoires se réserve le droit d'en modifier les caractéristiques sans préavis.