



ampler

## Passeur d'échantillons

### COURONNE 24 POSITIONS

### POSITION D'URGENCE

### LECTEUR CODE À BARRES



### Passeur automatique d'échantillons

Utilisé en tandem avec un Compteur-Analyseur d'Hématologie tel que le MS9-3<sup>®</sup> et le MS9-5<sup>®</sup>, le passeur automatique d'échantillons, le M-Sampler<sup>®</sup>, permet le transfert direct des prélèvements de sang vers l'automate d'analyse. Fonctionnant à partir de tubes primaires, c'est-à-dire fermés, le M-Sampler<sup>®</sup> supprime les manipulations répétitives et contraignantes de l'opérateur ainsi que les risques de contamination en évitant tout contact avec le prélèvement. Le double mouvement appliqué aux tubes de sang lors de l'agitation automatique, rotation et bascule, assure une parfaite homogénéisation des échantillons sans risque d'hémolyse.

Les couronnes brevetées du M-Sampler<sup>®</sup> ont une capacité de 23 tubes et une position "urgence". Jusqu'à 24 couronnes différentes\* sont identifiables.

Grâce à cette position d'urgence, l'utilisateur peut décider d'interrompre la série d'analyses en cours, le M-Sampler<sup>®</sup> traite alors en priorité l'échantillon urgent.

Equipé dans sa version standard d'un lecteur code à barres, le M-Sampler<sup>®</sup> gère l'identification positive des tubes primaires rapidement et simplement en automatisant entièrement les analyses, du prélèvement jusqu'au rendu des résultats.

\*en option

**Compatible** : MS9-3<sup>®</sup>, MS9-5<sup>®</sup>...

**Capacité** : 23 tubes et une position d'urgence

**Prélèvement** : par percussion

**Dimensions (H x L x P)** : 190 x 230 x 250 mm

**Décontamination** : Intracycle par l'échantillon  
Intercycle par une solution de nettoyage

**Alimentation** : 100 - 240 V / 50 - 60 Hz

**Poids** : 4,8 Kg

Fabrication certifiée ISO 9001-2000. MS9-5<sup>®</sup>, MS9-3<sup>®</sup> et M-Sampler<sup>®</sup> sont des marques déposées par MELET SCHLOESING Laboratoires.



Dans le but d'améliorer ses produits, MELET SCHLOESING Laboratoires se réserve le droit d'en modifier les caractéristiques sans préavis.

HEMATOLOGIE

MELET SCHLOESING Laboratoires International - [www.mslabos.com](http://www.mslabos.com)

B.P. 508 - 95528 Cergy-Pontoise Cedex - FRANCE - Tél. : +33 (0)1 30 75 30 00 - Fax : +33 (0)1 30 73 17 80