

CLIA



ENDOCRINOLOGIE



CARDIOLOGIE



PANCRÉAS & MÉTABOLISME



CLIAMS




DOSER. COMPRENDRE. DÉCIDER.

LA RÉPONSE PENDANT LA CONSULTATION

ENDOCRINOLOGIE, CARDIOLOGIE ET PANCRÉAS EN CHIMILUMINESCENCE, CHEZ LE CHIEN ET LE CHAT

MELET SCHLOESING LABORATOIRES



CHIMILUMINESCENCE

La précision du laboratoire

Technologie CLIA homogène, sans lavage ni séparation.

Répétabilité : CV < 3 % sur sérum, < 5 % sur sang total.



MICRO-VOLUME

10 à 50 µL seulement

Sérum, plasma ou sang total.

Idéal pour les chats et les petits patients.



RAPIDITÉ

7 résultats en 5 minutes

7 canaux en parallèle.

Premier résultat en 3 minutes, pendant la consultation.



RÉACTIFS EN BILLES

Prêts à l'emploi

Réactifs lyophilisés, coffrets de 20 tests.

Calibration par QR code, une seule fois par lot.

7 CANAUX EN PARALLÈLE



CONTRÔLE QUALITÉ
LEVEY-JENNINGS INTÉGRÉ

15 TESTS CHIENS & CHATS

- ☑ TSH · T4 libre · T4 totale
- ☑ Cortisol (chien, chat)
- ☑ Progestérone
- ☑ HbA1c
- ☑ NT-proBNP (chien, chat)
- ☑ ST2 (chat) · CRP (chien)
- ☑ Lipase pancréatique (cPL, fPL)
- ☑ 25-OH vitamine D




ENDOCRINOLOGIE

Thyroïde, cortisol
et progestérone



CARDIOLOGIE & INFLAMMATION


NT-proBNP, ST2
et CRP



PANCRÉAS & MÉTABOLISME

Lipase pancréatique,
HbA1c et vitamine D

Scannez pour plus d'infos
www.mslabos.com/vet



MELET SCHLOESING Laboratoires

9, CHAUSSEE JULES CÉSAR 95520 OSNY - FRANCE
TÉL : +33 (0)1 30 75 30 00 - MSLABOS.COM/VET

