



ImMScan



DU VIRUS AUX MARQUEURS CARDIAQUES

IMMUNOLOGIE, CARDIOLOGIE, HORMONOLOGIE, VIROLOGIE :
LA PRÉCISION FIA (FLUORO-IMMUNO-ANALYSE) DIRECTEMENT À LA CLINIQUE.

UNE SIMPLICITÉ ABSOLUE POUR VOTRE ÉQUIPE



UN MICRO VOLUME

MOINS DE STRESS POUR L'ANIMAL ET L'ÉQUIPE

- SEULEMENT 10 μ L À 75 μ L D'ÉCHANTILLON
- IDÉAL PETITS GABARITS ET PRÉLÈVEMENTS DIFFICILES (CHIOTS, CHATONS...)
- SÉRUM, PLASMA, URINE, SÉCRÉTION ET AUTRES (EN FONCTION DU PARAMÈTRE À ANALYSER)



INSÉREZ C'EST TOUT

ZÉRO TEMPS TECHNIQUE OPÉRATEUR

- AUTOMATISÉ, AUCUNE MAINTENANCE NI CALIBRATION
- RÉSULTATS EN 3 À 15 MINUTES
- DÉLÉGUEZ L'ANALYSE À 100%
- ANALYSE PRÉCISE ET SPÉCIFIQUE ADAPTÉE AU CONTEXTE CLINIQUE DE L'ANIMAL



ZÉRO FRIGO ZÉRO CALIBRATION

TOUJOURS PRÊT POUR L'URGENCE

- STOCKAGE RÉACTIFS À TEMPÉRATURE AMBIANTE
- PAS DE TEMPS DE CHAUFFE AU DÉMARRAGE
- CALIBRATION AUTOMATIQUE PAR PUCE



VOIR LA DÉMO EN LIGNE



UN ANALYSEUR ÉVOLUTIF DE PRÈS DE 60 PARAMÈTRES

ENDOCRINOLOGIE & REPRODUCTION

LES INDISPENSABLES T4 TOTALE PROG CORTISOL TSH

	
TSH	cProg
Cortisol	cRLN
	cR
	cT4
fT4	
	eACTH
Bovine PAG	eProg
	eINS

URGENCE

INFLAMMATION & CARDIOLOGIE

LES INDISPENSABLES cCRP fSaa cPL fPL

	
D-Dimères	cCRP
	cPL
	ccTnI
fSaa	cNT-proBNP
fPL	cNT-proBNP/ccTnI
fcTnI	
fNT-proBNP	
fNT-proBNP/fcTnI	eSaa

INFECTIEUX & PARASITOLOGIE

LES INDISPENSABLES GIARDIA FeLV / FIV

	
FPV Ag	CDV Ag
FCoV Ag	CPV Ag
FCoV Ac	CCV Ac
FIV Ac	CPV/CCV Ag
FHV Ag	CHW Ag
FCAV Ag	CPV Ac
FeLV Ag	Lepto Ac
Chlamydia Ag	LYM Ac
Mycoplasma Ag	Babesia Ac
FGHV/FCAV/FPV Ac	CDV/CPV/ICH Ac


Giardia Ag, Rotavirus Ag, Hp Ag,
RV Ac, Toxo Ac,
ANA Ac, EHR Ac, LYM Ac

SANTÉ GLOBALE ORGANES & MÉTABOLISME

LES INDISPENSABLES SDMA HbA1c

	
SDMA	fHbA1c
Vitamine D3	fCys-C
CG	
	
cHbA1c	Foal IgG
cCys-C	
CPSE	
cAFP	

Les paramètres sont disponibles en boîtes de 5 ou 10 tests, à l'exception du Cortisol, de la TSH, de la fT4 et de la cT4 et progesterone proposés uniquement en boîtes de 10.

40
years
ans

MELET SCHLOESING LABORATOIRES : LA RÉFÉRENCE FRANÇAISE

40 ANS D'EXPERTISE À VOS CÔTÉS

PERFORMANCES CLÉS

MICRO-VOLUMÉTRIE	Seulement 10 µL à 75 µL d'échantillon : sérum, plasma, urine, sécrétion et autres
RAPIDITÉ	Résultats en 3 à 15 min selon le paramètre
ZÉRO FRIGO	Réactifs stockés à température ambiante (gain de place et d'énergie)
COMPACTITÉ	Ultra-compact (20 cm de large) et portable (2,5 kg)
MÉMOIRE	Stockage de 4000 résultats
TECHNOLOGIE	Immunofluorescence quantitative

CONNEXIONS : LOGICIEL MS LINK
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : ADAPTATEUR EXTERNE 100-240 V AC, 50/60 Hz, 12 V DC EN SORTIE

**CALCULEZ VOTRE
SEUIL D'AMORTISSEMENT**



FLASHEZ LE QR CODE




UN SOUTIEN TECHNIQUE BASÉ EN FRANCE.

7J/7
HOTLINE EXPERTE

PARCE QUE L'URGENCE
N'ATTEND PAS LE LUNDI MATIN.
7 JOURS SUR 7 9H - 18H

CONNECTIVITÉ MSLINK



Logiciel d'intégration
des résultats d'analyses
avec interprétation IA incluse



SCANNEZ
POUR LES DERNIÈRES INFOS
ET LA LISTE EN DÉTAIL DES PARAMÈTRES



MELET SCHLOESING LABORATOIRES
9 CHAUSSEE JULES CÉSAR, 95520 OSNY - FRANCE
TÉL : +33 (0)1 30 75 30 00 - MSLABOS.COM/VET