

3-EN-1



HÉMATOLOGIE



COPROLOGIE



ANALYSE URINAIRE



MS3-X



SINGE



COCHON



LAPIN



POULE



VACHE



MOUTON



SOURIS



RAT

VOIR. MESURER. DÉCIDER.
**DES DONNÉES FIABLES DÈS
LE PREMIER PRÉLÈVEMENT**

HÉMATOLOGIE AVANCÉE, COPROLOGIE ET ANALYSE URINAIRE ASSISTÉES PAR I.A

MELET SCHLOESING LABORATOIRES



MORPHOLOGIE IA

Analyse automatisée et standardisée

Différenciation neutrophilique avancée et détection de cellules anormales. Lecture de lames 100 % automatisée par IA.



MICRO-VOLUME

30 µL seulement

Compatible avec les études longitudinales et les petits modèles animaux.

Limitation du stress animal et respect des principes 3R.



ZÉRO MANIPULATION

Disponibilité maximale

Aucun circuit liquide.
Aucune tuyauterie.
Aucun pack de réactifs.

Prêt à l'emploi.




RÉACTIF SUR CARTOUCHES

Traçabilité & reproductibilité


Cartouches scellées, prêtes à l'emploi.

Traçabilité complète et stockage à température ambiante.

MORPHOLOGIE IA



PRÉCISION & FIABILITÉ



NFS 5-DIFF ÉTENDUE
40 PARAMÈTRES

✓ Différenciation neutrophilique avancée
(Band/Segmenté/Hypersegmenté)

✓ Schistocytes

✓ Corps de Heinz

✓ Érythrocytes fantômes

✓ Réticulocytes



HÉMATOLOGIE SANGUINE

NFS 5-Diff étendue
40 paramètres



COPROLOGIE


Dépistage direct des œufs,
protozoaires et pathogènes...



ANALYSE URINAIRE

Cristaux, cellules, cylindres et
sédiments.

Scannez pour plus d'infos
www.mslabos.com/vet



MELET SCHLOESING LABORATOIRES
9 CHAUSSEE JULES CÉSAR, 95520 OSNY - FRANCE
TÉL : +33 (0)1 30 75 30 00 - MSLABOS.COM/VE T

